



REHABILITACIÓN



**TST-SP9108-EPB COMPRESA DE PERLAS PARA
TERAPIA FRIO/CALIENTE BENESTA REXICARE DE
ANTIFAZ**



DESCRIPCIÓN TÉCNICA

Compresa de perlas
Suave y confortable
Para terapia fría o caliente
Reusable
Se puede utilizar en horno de micro ondas
Con velcro elástico
Para uso en ojos



ESPECIFICACIONES

Dimensiones: 31.5 x 9.5 cm
Material: Perlas de gel
Color: azul
Material de empaque: PVC
30 a 45 minutos se conserva caliente la compresa
Terapia fría: de 10 a 15 minutos en congelador
Terapia en agua caliente: meter la compresa en agua caliente de 10 a 15 minutos
máximo a 80°C
Terapia caliente en microondas: colocar la compresa por 25 segundos
a una potencia máxima de 800W



USOS

Se usa la compresa para reducir la fatiga en los ojos, hinchazón en los ojos, reducir la
aparición de arrugas.
Utilizado para relajación, belleza, recuperación y terapia.



PUNTOS DE VENTA

Vida útil de 3 años
Hecho en Taiwan por una de las empresas mas grandes dedicadas a la fabricación de
este tipo de productos
Garantía: 1 año por defecto de fabricación

