

HSE-BP-102 BAUMANOMETRO DIGITAL AUTOMATICO PARA BRAZO CON MEMORIA 4X30 E INDICADOR OMS



DESCRIPCIÓN TÉCNICA

Baumanómetro digital automático para brazo con memoria.

Detección de latidos irregulares.

Indicador de la Clasificación de la Presión Arterial según la OMS (Organización Mundial de la Salud)

Indicador de batería baja.

Apagado automático después de 3 minutos.

Promedio de las 3 últimas lecturas.

Incluye: Monitor, Manual de usuario, Brazaletes y Estuche.

ESPECIFICACIONES

Pantalla digital LCD de 62.7 mm x 46.4 mm.

Método oscilo métrico.

Configuración de Hora y Fecha.

Rango de Medición: Presión: 0 mmHg – 300 mmHg. Pulso: 30 a 180 latidos/minuto.

Exactitud de Medición: Presión: ± 3 mmHg. Pulso: $\pm 5\%$.

Memoria: 4 grupos con 30 registros de memoria.

Presurización automática.

Fuente de poder: 4 baterías alcalinas AA.

Vida de la batería: Aproximadamente 2 meses realizando 3 pruebas por día.

Peso de la unidad: Aproximadamente 395 g (sin baterías).

Dimensiones de la unidad: Aproximadamente 110 mm x 155 mm x 70 mm.

Circunferencia del brazalete: 22 cm ~ 36 cm.

USO

Perfecto para monitorear la presión arterial.

Ayuda a detectar la hipertensión arterial que, al no causar síntoma alguno, no se sospecha de su padecimiento.

PUNTO DE VENTA

Diseño funcional y moderno, en combinación con una precisión de alta calidad en baumanómetros.

Sus cuatro grupos de memoria, permiten mantener un registro de los resultados obtenidos por múltiples usuarios.

Construcción duradera. Portátil.

El dispositivo cumple con las previsiones de la directiva EC 93/42/EEC (Directiva de Dispositivos Médicos).

Esta diseñado de acuerdo con el Estándar Europeo EN 1060.

RECOMENDACIONES DE USO

1. Evite comer, hacer ejercicio o bañarse 30 minutos antes de hacer la prueba.
2. Siéntese en un lugar tranquilo por lo menos 5 minutos antes de realizar la prueba.
3. No se levante mientras realiza la prueba. Siéntese en una posición relajada mientras mantiene el brazo levantado a la altura de su corazón.
4. Evite hablar o moverse mientras realiza la prueba.
5. Mientras realiza la prueba evite interferencias electromagnéticas fuertes tales como hornos de micro ondas y teléfonos celulares.
6. Espere tres minutos o más antes de repetir la prueba.
7. Intente medir su presión arterial a la misma hora todos los días.
8. La comparación de las pruebas sólo debe hacerse cuando el monitor se utiliza en el mismo brazo, en la misma posición y a la misma hora del día.
9. El monitor de presión arterial no se recomienda para personas con arritmia severa.